

Caldo Half Fraser

Medio de Enriquecimiento

Caldo de cultivo listo para uso en el enriquecimiento de *Listeria monocytogenes* y otras especies de *Listeria* en muestras de alimentos y ambientales.

Formulado de acuerdo con la norma ISO 11290 y compatible con el flujo del sistema de detección de patógenos **RESIST® Food *Listeria monocytogenes***.

- ✓ Listo para uso
- ✓ Doypack líquido de 2 L
- ✓ Para alimentos y muestras ambientales
- ✓ Compatible con RESIST® Food *Listeria monocytogenes*



Especificaciones Técnicas

Característica	Detalle
Código de Producto	HF.RF.2L
Código de Producto	Líquido listo para uso
Presentación	Doypack 2 L
Color	Café
pH	7.2 ± 0.2
Almacenamiento	2 °C a 20 °C, protegido de la luz
Congelación	No congelar
Duración	4 meses
Uso previsto	Preenriquecimiento y enriquecimiento primario de <i>Listeria monocytogenes</i> y
Tipo de muestra	Alimentos y muestras ambientales
Norma de referencia	De acuerdo con ISO 11290

Control de Calidad

Cada lote de **Caldo Half Fraser** cuenta con controles físico-químicos, microbiológicos y de esterilidad.

Controles incluidos

- ✓ pH
- ✓ Aspecto y color
- ✓ Consistencia líquida
- ✓ Rendimiento del medio de cultivo
- ✓ Esterilidad del medio

Cepas de referencia utilizadas en control de rendimiento

Listeria monocytogenes - ATCC 19111

Escherichia coli - ATCC 35218

KURA[®]
biotech



Parte del flujo RESIST[®] Food *Listeria monocytogenes*

Para el enriquecimiento previo a la detección de *Listeria monocytogenes* con el sistema de detección RESIST[®] Food.

**Creamos productos biotecnológicos excepcionales,
desafiando lo convencional, marcando un impacto
positivo en el mundo.**

SOBRE NOSOTROS

Kura Biotech desarrolla soluciones enzimáticas propietarias que simplifican y aceleran los flujos de trabajo en inocuidad alimentaria, toxicología y genómica, con más de una década de experiencia y presencia en más de 20 países de seis continentes.



IMPACTO Y CREDENCIALES



Alcance global

- Laboratorios, universidades y equipos de la industria de 20 países confían en nosotros desde hace más de una década.
- Mayor productor mundial de reactivos enzimáticos para la detección de drogas.



Sistemas de Gestión de Calidad

- Certificación ISO 9001:2015.
- Certificación ISO 13485:2016.
- Certificación AOAC[®] PTM para nuestro sistema de inocuidad alimentaria.



Empresa con propósito

- Empresa B certificada, con una cultura Give Back orientada a un impacto social y ambiental positivo a largo plazo.

V. 01

Conoce más en www.kurabiotech.com
Contáctanos en sales@kurabiotech.com

KURA
biotech